

Игла для биопсии мягких тканей MDL Fast-Cut P

ФСЗ 2012/13006

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,  
размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 10 см / 12 см / 16  
см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины введения,  
стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип иглы                | для пистолета                                 |
| Назначение              | биопсия мягких тканей                         |
| Вид биопсии             | гильотинная                                   |
| Размер                  | 14G / 16G / 18G / 20G                         |
| Длина                   | 10 см / 12 см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см |
| Метки глубины введения  | Да                                            |
| Стопор контроля глубины | Да                                            |
| Эхогенные метки         | Да                                            |

Дополнительные характеристики

**Биопсийная игла Fast-Cut P** - одноразовая игла для гильотинной биопсии, совместимая с автоматическими биопсийными пистолетами.

**Для пистолетов:** ProMag 2.5 Ultra.

Характеристики:

- Сантиметровый маркер контроля глубины.
- Заточка по Меньжини (канюля из стали марки AISI 304).
- Цветовая кодировка игл.
- Размер биопсийного образца - 20 мм.
- Внутренний **эхогенный маркер** позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.
- Подходит для **стереотаксической** процедуры.

Размеры:

- 14G - длина 10 / 12 / 16 / 20 см
- 16G - длина 10 / 12 / 16 / 20 см
- 18G - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см

- 20G - длина 10 / 12 / 16 / 20 см

**Артикул для заказа:** MGP XXYY, (где XX диаметр иглы в G, а YY - длина иглы в сантиметрах).

**MGPC** - поставляется в наборе с коаксиальной иглой.