

Игла для биопсии мягких тканей Medax UNIMAG

РЗН 2021/14133

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 12G / 14G / 16G / 18G / 20G, длина 8 см / 10 см
/ 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки
глубины введения, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	12G / 14G / 16G / 18G / 20G
Длина	8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Иглы Medax Universal Plus UM (UNIMAG) – иглы для биопсии мягких тканей с использованием автоматического биопсийного пистолета.

Для пистолетов:

- MEDMAG (Medax);
- Pro-Mag 2.5 ULTRA.

Характеристики:

- Игла с трехгранной лазерной заточкой.
- **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения **под контролем УЗИ**.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** и **ограничитель длины** создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Доступны варианты исполнения с заточкой TROCAR или SWORD.
- Может быть использован совместно с проводящей иглой.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Цвет	Длина
12G	голубой	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см
14G	зелёный	
16G	белый	
18G	розовый	
20G	жёлтый	

Модификации



QUINKE



SWORD



TROCAR