

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab SPRING-CUT
полуавтоматическая

РЗН 2017/5967

полуавтоматическая, биопсия мягких тканей,
гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 11
см / 15 см / 20 см / 25 см / 47 см, метки глубины
введения, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	полуавтоматическая
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	11 см / 15 см / 20 см / 25 см / 47 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab SPRING-CUT - полуавтоматическая игла гильотинного типа для биопсии мягких тканей.

Характеристики:

- Может быть использована специалистом одной рукой - удобно под контролем УЗИ.
- Кнопка продвижения стилета остается заблокированной во время пенетрации, что делает манипуляцию более простой и обеспечивает безопасность в течение всей процедуры биопсии.
- Предварительная установка глубины (5, 10 или 20 мм).
- Канюля и стилет полностью вынимаются - контроль размера образца и возможность проведения множественной биопсии (для составления карты простаты).
- Цветные коды для облегчения определения размера иглы.
- Стерильная, одноразового использования, в индивидуальном блистере.

Модификации:

- SPRING-CUT - классическая.
- SPRING-CUT DC - со сменной канюлей.
- SPRING-CUT SET-TAC - набор с иглой-интродьюсером для коаксиальной процедуры под контролем КТ.

Для некоторых размеров (см. в таблице ниже) **доступны версии:**

- PLUS+. Игла сделана из стали EchoBox для оптимальной визуализации под контролем УЗИ.
- PLUS++. Игла с EchoBox и Top-Core геометрией среза образца обеспечивает отличную эхографическую визуализацию и позволяет получить на 50% больше ткани.

Модификация	Размер	Длина, см	PLUS+	PLUS++	Упаковка
SPRING-CUT	14G / 16G / 18G / 20G	11/15/20/25/(47)	да	14G / 16G / 18G	20 шт.
SPRING-CUT DC	14G / 16G / 18G / 20G	15/20/25	да	14G / 16G / 18G	20 шт.
SPRING-CUT SET-TAC	14G / 16G / 18G / 20G	11/15/20	нет	14G / 16G / 18G	10 шт.