

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab FAST-CUT C

РЗН 2017/5967

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G / 20G / 21G, длина 10 см / 12
см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины
введения, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G / 21G
Длина	10 см / 12 см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла Sterylab FAST-CUT C - одноразовая игла гильотинного типа для биопсийного пистолета.

Модификации:

- FAST-CUT CA - для пистолета **Promag Ultra** (Angiotech).
- FAST-CUT CB - для пистолета **Bard Magnum**.

Характеристики:

- Конструкция с выемкой для образца позволяет взять образец ткани без повреждения структуры.
- Легкая установка в пистолет с использованием спейсера.
- Сантиметровый маркер контроля глубины.
- Эхо-маркер на наконечнике позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.
- Цветовая кодировка игл.
- Специальная игла-интродьюсер (доступна для коаксиальной процедуры).
- Стерильная, одноразового использования.

Размеры:

- 14G (2.0 мм) - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см
- 16G (1.6 мм) - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см
- 18G (1.2 мм) - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см

- 20G (0.9 мм) - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см
- 21G (0.8 мм) - длина 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 см

В упаковке: 25 шт.