

Игла для пистолета для биопсии Geotek MaxiCore

РЗН 2020/12062

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G, длина 10 см / 15 см / 20 см /
25 см / 30 см, эхогенные метки

Geotek Medikal, Турция



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G
Длина	10 см / 15 см / 20 см / 25 см / 30 см
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для пистолета для биопсии MaxiCore - игла с эхогенным наконечником и маркировкой глубины, используется с автоматическими биопсийными пистолетами для взятия гистологических образцов материала из мягких тканей и органов.

Для пистолетов: MaxiCore.

Характеристики:

- Эхогенный наконечник.
- Длина среза 17 мм.
- Полая игла с метками глубины введения.
- Цветовая маркировка.
- Совместима с пистолетом MaxiCore и наиболее распространенными на рынке многоразовыми биопсийными пистолетами.

Модификации:

- GPN1410 - 14G - 10 см
- GPN1415 - 14G - 15 см
- GPN1420 - 14G - 20 см
- GPN1610 - 16G - 10 см
- GPN1615 - 16G - 15 см
- GPN1620 - 16G - 20 см
- GPN1810 - 18G - 10 см

- GPN1815 - 18G - 15 cm
- GPN1820 - 18G - 20 cm
- GPN1825 - 18G - 25 cm
- GPN1830 - 18G - 30 cm