

Игла для пистолета для биопсии Geotek MaxiCore-U

РЗН 2020/12062

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G, длина 10 см / 15 см / 20 см /
25 см / 30 см, метки глубины введения, эхогенные
метки



Geotek Medikal, Турция

Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G
Длина	10 см / 15 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для пистолета для биопсии MaxiCore-U - Используется для забора гистологических образцов из мягких тканей и органов. Совместима с автоматическим пистолетом для биопсии.

Для пистолетов: Maxicore-U и Pro-Mag Ultra*.

* Pro-Mag Ultra - автоматический биопсийный пистолет производства Angiotech.

Характеристики:

- Эхогенный наконечник.
- Срез образца - 17 мм .
- Канюля с маркировкой глубины введения.
- Цветовая маркировка.

Модификации:

- GPN1410-U - 14G - 10 см
- GPN1415-U - 14G - 15 см
- GPN1420-U - 14G - 20 см
- GPN1610-U - 16G - 10 см
- GPN1615-U - 16G - 15 см
- GPN1620-U - 16G - 20 см

- GPN1810-U - 18G - 10 см
- GPN1815-U - 18G - 15 см
- GPN1820-U - 18G - 20 см
- GPN1825-U - 18G - 25 см
- GPN1830-U - 18G - 30 см