

Иглы для шприц-ручек Droplet 31 G

ФСЗ 2011/09840

для шприц-ручек, размер 29G / 31G / 32G, в упаковке 100 шт.

HTL-Strefa S.A., Польша



Характеристики

Тип	для шприц-ручек
Размер	29G / 31G / 32G
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Иглы Droplet для инсулиновых шприц-ручек – одноразовые ультратонкие иглы для введения инсулина с тройным силиконовым покрытием.

В производстве игл используются новейшие тонкостенные технологии, иглы обрабатываются и покрываются тройным силиконовым покрытием, что позволяет производить процедуру введения инсулина практически безболезненно. Благодаря универсальной винтовой резьбе игла совместима с инсулиновыми ручками ведущих производителей.

Размеры:

- 32G – 8 мм / 6 мм / 5 мм / 4 мм
- 31G – 8 мм / 6 мм / 5 мм
- 29G – 12 мм / 10 мм

Особенности иглы Дроплет

- Особая заточка и покрытие не травмируют ткани и делают уколы практически безболезненными.
- Защитные наклейка и колпачок.
- Каждая игла запакована в стерильную упаковку.
- Подходят практически ко всем моделям инсулиновых шприц-ручек (кроме Акку-Чек).

Комплектация: 100 шт./уп.