


Игла спинальная B.Braun Пенкан (Pencan) тип Карандаш

ФСЗ 2007/00296

спинальная анестезия, срез карандаш, размер 22G / 25G / 27G, длина 25 мм / 50 мм / 88 мм / 103 мм / 120 мм, в упаковке 25 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	карандаш
Размер Gauge	22G / 25G / 27G
Длина	25 мм / 50 мм / 88 мм / 103 мм / 120 мм
В упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Иглы Пенкан (Pencan) с карандашной заточкой предназначены для спинальной анестезии и диагностической люмбальной пункций.

Кристаллическая призма:

- Быстрота и легкость визуализации ликвора.
- «Полное отражение» - при «сухом» павильоне призма имеет серебристый цвет.
- Прозрачность - при появлении ликвора призма становится прозрачной.

Варианты исполнения:

- Иглы Пенкан с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии;
- Иглы Пенкан с карандашной заточкой **длинные**;
- **Иглы Пенкан Пед** с карандашной заточкой **педиатрические**.

Размер, G	Ø мм	Длина, мм	Длина, дюймы	Упаковка, шт.	Кат. №
Иглы Пенкан с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии					
■ 27G	0,40	88	3 1/2"	25	4502027-01
■ 27G	0,40	88 *	3 1/2"	25 ✓	4502051-13
■ 27G	0,40	103 *	4"	25	4502124-13
■ 25G	0,50	88	3 1/2"	25	4502019-01
■ 25G	0,50	88 *	3 1/2"	25 ✓	4502043-13
■ 25G	0,50	103 *	4"	25	4502116-13
■ 22G	0,70	88 **	3 1/2"	25	4502035-13
Иглы Пенкан с карандашной заточкой длинные					
■ 27G	0,40	120	4 3/4"	25	4502132-13
■ 25G	0,50	120	4 3/4"	25	4502120-13
Иглы Пенкан Пед с карандашной заточкой педиатрические					
■ 27G	0,40	50	2"	25	4502175-13
■ 25G	0,50	50	2"	25	4502159-13
■ 25G	0,50	25	1"	25	4502167-13

* с проводниковой иглой;

** для люмбальной пункции или анестезии.

Проводниковая игла:

- 22G, 35 мм - для спинальных игл 27G;

- 20G, 35 мм - для спинальных игл 25G.

В упаковке: 25 шт.