

Игла для тонкоигольной аспирационной биопсии Medax FNA

РЗН 2021/14133

ручная, биопсия жидкости, аспирационная, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G, длина 4 см / 5 см / 7 см / 8 см / 9 см / 10 см / 11 см / 12 см / 15 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины введения, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия жидкости
Вид биопсии	аспирационная
Размер	18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G
Длина	4 см / 5 см / 7 см / 8 см / 9 см / 10 см / 11 см / 12 см / 15 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Иглы Medax FNA – предназначены для тонкоигольной цитологической и микрогистологической аспирационной биопсии.

Модификации:

- CHIBA;
- QUINCKE;
- WESTCOTT;
- FRANSEEN;
- TURNER.



Характеристики:

- Заточка иглы обеспечивает безопасное и безболезненное чрезкожное введение.
- Внутреннее (на стилете) или внешнее **эхогенное покрытие** для корректного позиционирования под ультразвуковым контролем.
- Сантиметровая разметка.
- Прозрачная соединительная насадка с клапаном Люэра.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет

Размер	Цвет	Длина
18G	розовый	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см
20G	желтый	
21G	светло-зеленый	
22G	черный	
23G	светло-синий	4 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 20 см
25G	оранжевый	