

Игла для биопсии Sterylab Complete Chiba

РЗН 2017/5967

ручная, биопсия жидкости, аспирационная, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G, длина 5 см / 7 см / 9 см / 11 см / 15 см / 20 см / 25 см / 35 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия жидкости
Вид биопсии	аспирационная
Размер	18G / 20G / 21G / 22G / 23G / 25G
Длина	5 см / 7 см / 9 см / 11 см / 15 см / 20 см / 25 см / 35 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab Complete Chiba - применяется для тонкоигольной цитологической биопсии типа Чива.

Характеристики:

- Модифицированный **срез Quinke** (режущая кромка обратная внутри иглы) облегчает и делает пенетрацию менее инвазионной (эффект раздвигания, а не растяжение тканей).
- **Ультратонкие стенки** канюли позволяют взять большее количество образца.
- **Игла** сделана из высококачественной стали повышенной прочности.
- **Сантиметровый маркер** и **скользящий стопор** облегчают контроль за глубиной размещения иглы.
- Внутренний **эхо-маркер** обеспечивает четкую видимость при эхографии.
- **Цветные коды** хабов для облегчения определения размера иглы.
- Стерильная, однократного применения.

Модификации:

- Complete Chiba - стандартная игла.
- Complete Chiba MR - для использования под контролем МРТ.

Размер	Длина	Цветовой код
18G (1.2 мм)	7 / 9 / 11 / 15 / 20 / 25 / 35 см	розовый
20G (0.9 мм)	7 / 9* / 11* / 15* / 20 / 25 / 35 см	желтый
21G (0.8 мм)	7 / 9* / 11* / 15* / 20 / 25 см	зеленый
22G (0.7 мм)	7 / 9* / 11* / 15* / 20 / 25 см	черный
23G (0.65 мм)	7 / 9 / 11 / 15 / 20 см	синий
25G (0.5 мм)	5 / 7 / 9 / 11 см	оранжевый

* доступные варианты иглы для модификации Complete Chiba MR.

В упаковке: 30 шт.