

Игла для биопсии Sterylab ECOCHIBA

РЗН 2017/5967

ручная, биопсия жидкости, аспирационная, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 25G, длина 5 см / 7 см / 9 см / 11 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия жидкости
Вид биопсии	аспирационная
Размер	18G / 20G / 21G / 22G / 25G
Длина	5 см / 7 см / 9 см / 11 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии Sterylab ECOCHIBA - игла для цитологической биопсии тип Чива из эхоотражающей стали. Легко видимая на эхографическом мониторе на протяжении всей длины благодаря специальной стали ECHONOX, из которой она изготовлена.

Характеристики:

- Модифицированный **срез Квинке** (режущая кромка обращена внутрь иглы) облегчает и делает пенетрацию менее инвазивной (эффект раздвижения, а не разрезания тканей).
- **Ультратонкие стенки** канюли позволяют взять большее количество образца.
- Игла сделана из высококачественной стали повышенной прочности.
- Легко читаемый **сантиметровый маркер** и скользящий стопор облегчают контроль за глубиной размещения иглы.
- **Прозрачный хаб** с двойной линзой увеличения и крепящим зубцом для иглы интродьюсера.
- Цветовые коды хабов для облегчения определения размеров иглы.
- Стерильная, одноразового использования.

Размеры:

- 18G (1.2 мм) - длина 11 / 15 / 20 см - код розовый

- 20G (0.9 мм) - длина 11 / 15 / 20 см - код желтый
- 21G (0.8 мм) - длина 11 / 15 / 20 см - код зеленый
- 22G (0.7 мм) - длина 11 / 15 / 20 см - код черный
- 25G (0.5 мм) - длина 5 / 7 / 9 см - код оранжевый

В упаковке: 20 шт.