


Игла для забора костного мозга Sterylab MIELO-CAN

РЗН 2017/5965

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 14G / 15G / 18G, длина 5 см / 6 см / 8 см

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	14G / 15G / 18G
Длина	5 см / 6 см / 8 см

Дополнительные характеристики

Биопсийные иглы Sterylab MIELO-CAN - иглы с тройной заточкой, эргономичным дизайном и удобным захватом рукоятки, что обеспечивает безопасность, непринужденность и надежность при использовании данных игл.

Характеристики:

- Тройная заточка.
- Снабжены миллиметровой **шкалой контроля глубины** введения.
- Регулируемая длина иглы.
- Быстрая процедура с полным контролем.
- **Цветовые коды** для облегчения определения размера иглы.

Назначение:

- MCN 1 / MCN 2 - аспирация костного мозга из грудины (стеральная пункция);
- MCN 22 - аспирация костного мозга из грудины и подвздошной кости;
- MCN 4 / MCN 5 - аспирация и эксплантация костного мозга из подвздошной кости (**дополнительные отверстия** на дистальном конце иглы).

Модификации:

Каталожный номер	Диаметр	Макс. длина	Регул. глубины	Цветовой код
MIELO-CAN MCN 1	18G (1.2 мм)	48 мм	10-28 мм	розовый
MIELO-CAN MCN 2	15G (1.8 мм)	48 мм	10-28 мм	синий
MIELO-CAN MCN 22	15G (1.8 мм)	60 мм	22-40 мм	синий
MIELO-CAN MCN 3	15G (1.8 мм)	48 мм	10-28 мм	синий
MIELO-CAN MCN 4	14G (2.1 мм)	78 мм	40-58 мм	зеленый

Стерильные, одноразовые.
В упаковке: 15 шт. (MCN 1 / MCN 2); 20 шт. (MCN 3 / MCN 4 / MCN 22).