

Игла двусторонняя Improvacuter с визуальной камерой

РЗН 2018/7204

игла, размер 21G / 22G, окно визуализации

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	21G / 22G
Окно визуализации	Да

Описание

Игла двусторонняя Improvacuter с визуальной камерой – стерильная двусторонняя игла для забора крови. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Наличие клапана сохраняет герметичность системы во время смены пробирок. Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Преимущество использования игл с прозрачной камерой заключается в **визуализации тока крови**.

Длина иглы: 25 мм / 38 мм.

Модификации:

- стандартная – с визуальной камерой стандартных размеров;



- FlashBack – с увеличенной визуальной камерой (1.5 см).



Модификация / размер	Диаметр	Кат. № игла 25 мм (1")	Кат. № игла 38 мм (1½")	Цветовой код
Стандартная 21G	0.8 мм	592221250	592221380	зеленый
Стандартная 22G	0.7 мм	592222250	592222380	черный
FlashBack 21G	0.8 мм	595221250	595221380	зеленый
FlashBack 22G	0.7 мм	595222250	595222380	черный

Адаптеры и переходники

Многоразовые стандартные держатели изготовлены из качественной пластмассы и могут использоваться повторно после специальной обработки, так как не имеют прямого контакта с кровью.

Вариант держателя с защитой иглы имеет специальный щиток, с помощью которого игла закрывается после совершения венопункции, что делает процедуру взятия крови еще безопасней.



Название	Кат. №
Держатель многоразовый стандартный	581010
Держатель одноразовый с защитой иглы	582010
Луер-адаптер 21G × 1½", 0.8×17 мм	593121170