

Иглы инъекционные Sterican (Стерикан)

ФСЗ 2007/00293

инъекционные, с заточкой, срез короткий / длинный,
размер 14G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G /
25G / 26G / 27G / 30G, в упаковке 100 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционные
Заточка	с заточкой
Срез	короткий / длинный
Размер	14G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G / 30G
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Иглы инъекционные Sterican (Стерикан) – тонкостенные иглы из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью.

Прозрачный павильон Луер Лок, цветовая кодировка упаковки для быстрого определения диаметра игл.
Трехгранная заточка.

Назначение	Цветовой код	Код по Pravaz	Короткий срез	G/дюймы	мм	Кат. №
Внутримышечные, подкожные, внутривенные и внутриартериальные инъекции	Желтый	1		20G x 1 1/2	0,90 x 40	4657519
	Зеленый	2		21G x 1 1/2	0,80 x 40	4657527
	Черный	12		22G x 1 1/4	0,70 x 30	4657624
	синий	14		23G x 1 1/4	0,60 x 30	4657640
	синий	16		23G x 1	0,60 x 25	4657667
	фиолетовый	17		24G x 1	0,55 x 25	4657675
	коричневый	18		26G x 1	0,45 x 25	4657683
	серый	20		27G x 3/4	0,40 x 20	4657705
Флеботомия, забор крови	розовый		●	18G x 1 1/2	1,20 x 40	4665120
	слоновая кость		●	19G x 1 1/2	1,10 x 40	4665112
Внутримышечные инъекции	розовый		●	18G x 2	1,20 x 40	4667123
	желтый		●	20G x 2	0,90 x 50	4667093
	слоновая кость			19G x 2	1,10 x 50	4665511
	зеленый			21G x 2	0,80 x 50	4665503
Глубокие в/м инъекции	желтый			20G x 2 3/4	0,90 x 70	4665791
Неврологические	зеленый			21G x 3 1/8	0,80 x 80	4665465
	зеленый			21G x 4 3/4	0,80 x 120	4665643
	синий			23G x 2	0,60 x 60	4665600
	синий			23G x 3 1/8	0,60 x 80	4665635
Инсулин	коричневый			26G x 1/2	0,45 x 12	4665457
	серый			27G x 1/2	0,40 x 12	4665406
	желтый			30G x 1/2	0,30 x 12	4656300
Гепарин, туберкулин	оранжевый			25G x 5/8	0,50 x 16	4657853
Забор крови	слоновая кость			19G x 1 1/2	1,10 x 40	4657799
	слоновая кость			19G x 1 1/4	1,10 x 30	4665317
	желтый			20G x 1	0,90 x 25	4657500
	зеленый			21G x 1	0,80 x 25	4657543
	черный			22G x 1 1/2	0,70 x 40	4660021