

Игла MDL Auto Mark для локализации опухоли

ФСЗ 2012/13006

полуавтоматическая, локализация опухоли, размер
18G / 20G / 21G, длина 5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15
см, метки глубины введения, стопор контроля
глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	полуавтоматическая
Назначение	локализация опухоли
Размер	18G / 20G / 21G
Длина	5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла MDL Auto Mark - несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых образований молочной железы, **полуавтоматическая**, с возможностью манипуляции одной рукой.

Характеристики:

- Канюля сделана из марки стали AISI 304 с кончиком типа Ланцет, что предупреждает чрезмерную деформацию иглы и максимально увеличивает точность введения.
- Сантиметровая маркировка и стопер глубины введения.
- Проводник выполнен из нержавеющей стали **с эхогенным маркером**.
- Прозрачный Луэр-коннектор с внутренней воронкообразной ступицей обеспечивает гладкое продвижение проводника.

Проводник:

Одинарный



Двойной



Z-образный



Игла поставляется с **клипсой**, которая служит для фиксации проводника к коже с целью избежать смещение локализатора при транспортировке пациентки в операционную.



Размеры:

Крючок	Диаметр, G	G	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
одинарный	18	1,20	PNA1805	PNA1805	PNA1810	PNA1812	PNA1815
одинарный	20	0,90	PNA2005	PNA2005	PNA2010	PNA2012	PNA2015
одинарный	21	0,80	PNA2105	PNA2105	PNA2110	PNA2112	PNA2115
двойной	18	1,20	PNAX1805	PNAX1807	PNAX1810	PNAX1812	PNAX1815
двойной	20	0,90	PNAX2005	PNAX2007	PNAX2010	PNAX2012	PNAX2015
Z-образный	18	1,20	PNAZ1805	PNAZ1807	PNAZ1810	PNAZ1812	PNAZ1815
Z-образный	20	0,90	PNAZ2005	PNAZ2007	PNAZ2010	PNAZ2012	PNAZ2015

Опционально поставляется с **протектором канюли**, призванным защитить проводник во время манипуляций (артикулы: PNAT / PNAXT / PNAZT).