

Игла MDL Mark для локализации опухоли

ФСЗ 2012/13006

ручная, локализация опухоли, размер 18G / 20G / 21G,
длина 5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см, метки глубины
введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	18G / 20G / 21G
Длина	5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла MDL Mark - несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых образований молочной железы. Игла позволяет как проводить введение контрастного агента, так и аспирацию жидкости.

Характеристики:

- Канюля сделана из марки стали AISI 304 с кончиком типа Ланцет, что предупреждает чрезмерную деформацию иглы и максимально увеличивает точность введения.
- Сантиметровая маркировка и стоппер глубины введения.
- Проводник выполнен из нержавеющей стали **с эхогенным маркером**.
- Прозрачный Луэр-коннектор с внутренней воронкообразной ступицей обеспечивает гладкое продвижение проводника.

Модификации:

- Mark (артикул PN) - стандартная.
- Mark Slim (артикул PNS) - со специализированным **хабом SlimLine**, что позволяет вводить проводник в зазор между компрессионными пластинами при использовании стереотаксической маркировки.

Проводник:

Одинарный



Двойной



Z-образный



Проводник имеет **две отметки глубины введения**:

- первая указывает на размещение кончика проводника около кончика иглы;
- вторая указывает на завершённую протрузию проводника из иглы.

Игла поставляется с **клипсой**, которая служит для фиксации проводника к коже с целью избежать смещение локализатора при транспортировке пациентки в операционную.



Размеры:

Крючок	Диаметр, G	G	50 мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм
одинарный	18	1,20	PN1805	PN1805	PN1810	PN1812	PN1815
одинарный	20	0,90	PN2005	PN2005	PN2010	PN2012	PN2015
одинарный	21	0,80	PN2105	PN2105	PN2110	PN2112	PN2115
двойной	18	1,20	PNX1805	PNX1807	PNX1810	PNX1812	PNX1815
двойной	20	0,90	PNX2005	PNX2007	PNX2010	PNX2012	PNX2015
Z-образный	18	1,20	PNZ1805	PNZ1807	PNZ1810	PNZ1812	PNZ1815
Z-образный	20	0,90	PNZ2005	PNZ2007	PNZ2010	PNZ2012	PNZ2015

Опционально поставляется с **протектором канюли**, призванным защитить проводник во время манипуляций (артикулы: PNT / PNXT / PNZT).