


Игла Medax MedWire NR для локализации опухоли

ФСЗ 2012/12124

ручная, локализация опухоли, размер 20G / 21G,
длина 6 см / 8 см / 10 см / 11 см / 12 см / 16 см, метки
глубины введения, стопор контроля глубины,
эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики


Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	20G / 21G
Длина	6 см / 8 см / 10 см / 11 см / 12 см / 16 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики


Иглы Medax MedWire NR (Sinurep) – предназначены для локализации образований молочной железы специальными крючками. Применяются в медицине для локализации образований, мелких и трудно распознаваемых.

Модификации:

- одинарный крючок (V-образный);
- двойной крючок (N-образный).



ОДИНОЧНЫЙ
КРЮЧОК



ДВОЙНОЙ
КРЮЧОК

Характеристики:

- Внутри иглы помещена проволока с крючком на конце.

- Крючок (петля) может быть как одинарным **V-образным**, так и двойным **N-образный**.
- По всей длине проволоки располагаются маркеры (столбики), через каждый сантиметр для лучшего визуализирования во время процедуры.
- Есть вариант со сплошным маркировочным полем по всей длине проволоки. Это также делает проволоку более тугой к изломам и увеличивает срок ношения перед процедурой.
- Игла для прокола **с маркировочными метками** через каждый сантиметр для визуализации под контролем УЗИ.
- **Ограничитель длины** иглы для фиксации глубины прокола.
- Прозрачный коннектор с Луер-Лок для контроля хода процедуры.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Тип	Размер	Ø проводника	Длина иглы
V-одинарный	20G	0.25-0.30 мм	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 16 см
N-двойной	20G	0.25 мм	
V-одинарный	21G	0.25 мм	