

Игла репозиционная Medax MedWire R для локализации опухоли

ФСЗ 2012/12124

ручная, локализация опухоли, размер 20G, длина 3 см / 5 см / 6 см / 7 см / 9 см / 10 см / 12 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики


Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	20G
Длина	3 см / 5 см / 6 см / 7 см / 9 см / 10 см / 12 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Иглы Medax MedWire R (Sinurep) – репозиционные иглы для локализации непальпируемых образований в молочной железе.

Модификации:

- O-type;
- J-type.



Характеристики:

- Идеально острая атравматичная заточка.
- **Эхогенная маркировка** обеспечивает идеальную визуализацию **под контролем УЗИ**.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** и **ограничитель длины** создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Индикатор глубины проникновения на проводнике.

- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Тип	Размер	Ø проводника	Длина иглы
O-type	20G	0.40 мм	6 / 9 / 12 см
J-type	20G	0.40 мм	3 / 5 / 7 / 10 см