

Игла репозиционная Sterylab MAMMOREP loop для локализации в молочной железе

РЗН 2017/6356

ручная, локализация опухоли, размер 20G, длина 6 см / 9 см / 11 см / 15 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	20G
Длина	6 см / 9 см / 11 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла MAMMOREP loop - репозиционная игла-набор в виде неперемещаемой петли для локализации в молочной железе.

MAMMOREP loop - этот локализатор **может быть перемещен** при помощи конца металлической нити в виде плавной, не имеющей сгибов, петли, свободно скользящей в канюле. При проведении процедуры в тело пациента **вводится только часть металлической нити** для проверки правильности расположения **с возможностью освобождать и перемещать**, достигая точного расположения.

Характеристики:

- Эргономичная рукоять позволяет использовать ее одной рукой.
- Требуется только одно движение руки, чтобы разместить и высвободить стилет из иглы. Форма стилета в виде петли позволяет с максимальной точностью установить его в выбранном участке и предотвращает перемещение во время транспортировки пациента.
- Натягивающийся проводник служит как «индикатор» для хирурга.
- Возможность менять позицию проводника.
- Сантиметровый маркер и скользящий ограничитель глубины введения.
- Стерильная, в индивидуальном блистере.

Модификации:

- MLX - стандартная
- MLE - игла изготовлена из стали ECHONOX для оптимального наблюдения за размещением иглы под ультразвуковым контролем.

Размеры:

- 20G (1.05 мм) - длина 6 / 9 / 11 / 15 см.

В упаковке: 10 шт.