

Игла S-Monovette безопасная для забора крови

РЗН 2015/2881

игла, размер 20G / 21G / 22G

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	20G / 21G / 22G

Описание

Иглы безопасные S-Monovette для забора крови. Специальный протектор безопасной иглы обеспечивает безопасное завершение взятия крови, блокируя иглу в защитном футляре. Впоследствии, заблокированная игла утилизируется в контейнер для острых предметов.

Кат. №	Ø / длина	Исполнение	Цветовой код
85.1372.200	0.9 мм / 25 мм	20G × 1"	желтый
85.1373.200	0.8 мм / 25 мм	21G × 1"	зеленый
85.1441.200	0.7 мм / 25 мм	22G × 1"	черный
85.1160.200	0.9 мм / 38 мм	20G × 1½"	желтый
85.1162.200	0.8 мм / 38 мм	21G × 1½"	зеленый
85.1440.200	0.7 мм / 38 мм	22G × 1½"	черный

АДАПТЕРЫ

S-Monovette могут комплектоваться различными адаптерами. Модификации и каталожные номера смотрите в файле - **Адаптеры к S-Monovette**.

A



B



А. Мембранный адаптер - для случаев, когда необходимо взять кровь с помощью Luer-Monovette (например, для газов крови).

В. Мультиадаптер - позволяет использовать S-Monovette для взятия крови через переходник типа Люэр (3-х ходовой кран, игла-бабочка и т.п.).

Упаковка:

- индивидуальная стерильная;
- 50 шт. - внутренняя упаковка;
- 500 шт. - коробка.