

Игла спинальная KD-Fine тип Квинке

ФСЗ 2008/01671

спинальная анестезия, срез Квинке, размер 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G, длина 88 мм, в упаковке 50 шт.

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	Квинке
Размер Gauge	18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G
Длина	88 мм
В упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Игла спинальная KD-Fine тип Квинке - для спинальной анестезии и люмбальной пункции.

Характеристики:

- изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали;
- **тройная заточка** иглы обеспечивает атравматичное введение;
- все иглы имеют разъем **Луер** и **Луер-Лок**;
- наличие стилета в иглах всех размеров;
- **цветовая кодировка** стилета;
- рабочая **длина** иглы 88 мм;
- стерильно, апиrogenно, нетоксично;
- индивидуальная упаковка.

Размерный ряд:

Артикул	Толщина	Длина	Направляющая игла
900857	18G (1.3 мм)	88 мм	-
900864	19G (1.1 мм)	88 мм	-
900895	20G (0.9 мм)	88 мм	-
901069	21G (0.8 мм)	88 мм	-
900901	22G (0.7 мм)	88 мм	-
901083	23G (0.6 мм)	88 мм	-
901045	24G (0.55 мм)	88 мм	-
900900	25G (0.50 мм)	88 мм	21G (0.8x38)
901106	26G (0.45 мм)	88 мм	21G (0.8x38)
901120	27G (0.40 мм)	88 мм	22G (0.7x38)