

Игла спинальная KD-Fine тип Карандаш

ФСЗ 2008/01671

спинальная анестезия, срез карандаш, размер 22G / 25G / 27G, длина 88 мм, в упаковке 50 шт.

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	карандаш
Размер Gauge	22G / 25G / 27G
Длина	88 мм
В упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Игла спинальная KD-Fine тип Карандаш (Pencil point) - предназначена для спинальной анестезии и люмбальной пункции.

Характеристики:

- изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали;
- **срез типа «Карандаш»** обеспечивает атравматичное введение;
- все иглы имеют разъем **Луер** и **Луер-Лок**;
- наличие стилета в иглах всех размеров;
- **цветовая кодировка** стилета;
- рабочая **длина** иглы **88 мм**;
- стерильно, апиrogenно, нетоксично;
- индивидуальная упаковка.

Размерный ряд:

Артикул	Толщина	Длина	Направляющая игл
901519	22G (0.7 мм)	88 мм	19G (1.1x30 мм)
901540	25G (0.5 мм)	88 мм	21G (0.8x38 мм)
901649	27G (0.4 мм)	88 мм	22G (0.7x38 мм)
000011	22G (0.7 мм)	88 мм	-
000012	25G (0.5 мм)	88 мм	-
000013	27G (0.4 мм)	88 мм	-