

Игла спинальная B.Braun Спинокан (Spinocan) тип Квинке

ФСЗ 2007/00296

спинальная анестезия, срез Квинке, размер 18G / 19G / 20G / 22G / 25G / 26G / 27G / 29G, длина 40 мм / 75 мм / 88 мм / 120 мм, в упаковке 25 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	Квинке
Размер Gauge	18G / 19G / 20G / 22G / 25G / 26G / 27G / 29G
Длина	40 мм / 75 мм / 88 мм / 120 мм
В упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Иглы Спинокан (Spinocan) со срезом Квинке предназначены для спинномозговой анестезии и диагностической люмбальной пункций.

Кристаллическая призма:

- Быстрота и легкость визуализации ликвора.
- «Полное отражение» - при «сухом» павильоне призма имеет серебристый цвет.
- Прозрачность - при появлении ликвора призма становится прозрачной.

Варианты исполнения:

- Иглы Спинокан со срезом Квинке для спинномозговой анестезии.
- Иглы Спинокан со срезом Квинке **для люмбальной пункции**.
- Иглы Спинокан со срезом Квинке **длинные**.
- Иглы Спинокан со срезом Квинке **педиатрические**.

Размер, G	Ø мм	Длина, мм	Длина, дюймы	Упаковка, шт.	Кат. №
Иглы Спинокан со срезом Квинке для спинномозговой анестезии					
■ 29G	0,33	88 *	3 1/2"	25	4501900-13
■ 27G	0,40	88	3 1/2"	25	4503902-01
■ 26G	0,45	88	3 1/2"	25	4502906-01
■ 25G	0,50	88	3 1/2"	25 ✓	4505905-01
■ 25G	0,50	75	3"	25	4505751-01
■ 22G	0,70	88 **	3 1/2"	25 ✓	4507908 -01
■ 22G	0,70	75 **	3"	25	4507754-13
Иглы Спинокан со срезом Квинке для люмбальной диагностической пункции					
■ 20G	0,90	88	3 1/2"	25 ✓	4509900-01
■ 20G	0,90	75	3"	25	4509757-13
■ 19G	1,10	88	3 1/2"	25	4501195-13
■ 18G	1,30	88	3 1/2"	25 ✓	4501390-01
■ 18G	1,30	75	3"	25	4501373-13
Иглы Спинокан со срезом Квинке длинные					
■ 29G	0,33	120	4 3/4"	25	4501918-13
■ 27G	0,40	120	4 3/4"	25	4502140-13
■ 26G	0,45	120	4 3/4"	25	4504917-13
■ 25G	0,50	120	4 3/4"	25	4505913-13
■ 22G	0,70	120	4 3/4"	25	4506090-13
Иглы Спинокан со срезом Квинке педиатрические					
■ 22G	0,70	40	1 1/2"	25 ✓	4507401-13
■ 19G	1,10	40	1 1/2"	25	4501144-13

* с проводниковой иглой;

** для люмбальной пункции или анестезии.

Проводниковая игла:

- 22G, 35 мм - для спинальных игл 29G.

В упаковке: 25 шт.