

Иглы для шприц-ручек Artsana Insupen

ФСЗ 2011/09838

для шприц-ручек, размер 29G / 30G / 31G / 32G, в
упаковке 100 шт.

ARTSANA S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	для шприц-ручек
Размер	29G / 30G / 31G / 32G
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Размеры:

- **32G:** 0.23 мм × 4 мм / 6 мм / 8 мм;
- **31G:** 0.25 мм × 5 мм / 6 мм / 8 мм;
- **30G:** 0.30 мм × 8 мм;
- **29G:** 0.33 мм × 12 мм.

Совместима с ручками: ClikStar, SoloStar, Luxumia Pen, JuniorStar, AllStar, kwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, Forsteo FlexPen, Novopen 3, Novopen 4, Novopen Echo, Novopen Junior, Victoza Pen, InnoLet, Novopen 5, FlexTouch, Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg, Ypsopen, Autopen Classic, Autopen 24, Berlin Areo2, GensuPen.