


Иглодержатель общехирургический HALSEY AE 064/13

ФСЗ 2009/05787

легированный, прямая форма, длина 130 мм, с
рифлением

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	легированный
Форма	прямая
Длина	130 мм
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Иглодержатель Холси применяется для уверенной фиксации игл малого диаметра при наложении хирургических швов. Рабочие поверхности конические, удлиненные, с мелкой диагонально-перекрестной насечкой.