


Иглодержатель общехирургический RYDER/FRENCH-EYE AE 430

ФСЗ 2009/05787

твердосплавный, прямая форма, длина 130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 260 мм, с рифлением

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	твердосплавный
Форма	прямая
Длина	130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 260 мм
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Иглодержатель с зубчатой рабочей поверхностью, тип Т/С с твердосплавными вставками из карбида вольфрама.