


Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама DE-BAKEY (MAYO-HEGAR-DELICATE) AE 420

ФСЗ 2009/05787

твердосплавный, прямая форма, длина 180 / 200 / 230 / 260 / 300 / 310 мм, с рифлением

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	твердосплавный
Форма	прямая
Длина	180 / 200 / 230 / 260 / 300 / 310 мм
С рифлением	Да