


Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама MAYO-HEGAR AE 400

ФСЗ 2009/05787

твердосплавный, прямая форма, длина 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 260 / 300 / 360 мм, с рифлением

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Тип         | твердосплавный                                   |
| Форма       | прямая                                           |
| Длина       | 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 260 / 300 / 360 мм |
| С рифлением | Да                                               |