


Иглодержатель общехирургический со вставками из карбида вольфрама MICRO RYDER AE 434

ФСЗ 2009/05787

микроиглодержатель, твердосплавный, прямая форма, длина 130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 260 мм, с рифлением

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Микроиглодержатель	Да
Тип	твердосплавный
Форма	прямая
Длина	130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 260 мм
С рифлением	Да