

Иммунохимический анализатор Access 2

ФСЗ 2010/08711

иммунохемилюминесцентный, материал
исследования кровь / моча / плазма / амниотическая
жидкость, 100 тестов в час, время инкубации - мин, до
60 образцов, 50 позиций для реагентов, объем пробы
- мкл, считывание штрих-кода

Beckman Coulter Inc., США



Характеристики

Тип	иммунохемилюминесцентный
Материал для исследования	кровь / моча / плазма / амниотическая жидкость
Производительность	100 тестов в час
Время инкубации	- мин
Время исследования	- мин
Загрузка образцов	до 60 образцов
Количество позиций для реагентов	50 шт.
Объем пробы	- мкл
Пробирки	13×75 мм (5 мл) / 13×100 мм (7 мл) / 16×75 мм (7 мл) / 16×100 мм(10 мл)
Подключение к ПК	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	цветной ЖК
Размеры	990×610×470 мм
Масса	91 кг

Описание

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный Access® 2 Immunoassay System позволяет максимально исключить влияние «человеческого фактора» на результаты, сократить время и повысить качество проводимых анализов. Анализатор автоматически выполняет все этапы тестирования, включая дозирование реагентов и печать результатов исследования. Все действия оператора сводятся только к загрузке образцов и выбору тестов. Максимальная автоматизация процесса анализа, удобный интерфейс,

минимизация процедур по уходу за прибором, создает условия комфортной эксплуатации для оператора. Использование анализатора Access 2 гарантирует высокое качество и надежность выполняемых исследований на всех этапах анализа от преаналитического до этапа интерпретации результатов.

Сочетание высокой производительности, достаточно большого количества реагентов на борту и небольших размеров прибора, наилучшим образом соответствует потребностям лабораторий со средним и небольшим потоком иммунохимических исследований.

В ряду аналогичных систем для ИФА Access выделяется надежностью и простой конструкции, удобством в эксплуатации и точностью получаемых результатов

Небольшой размер анализатора Access 2 сочетается с широкими возможностями и высоким качеством результатов. Технология ACCESS - ИФА на субмикронных парамагнитных частицах в качестве твердой фазы, с использованием ферментативно усиленной хемилюминесценции как метода детекции - позволяет добиться высокой чувствительности метода и широкого диапазона определяемых концентраций.