

Импедансометр медицинский для определения подвижности системы среднего уха GSI 39

ФСЗ 2009/03650

тест речевой аудиометрии, звукопроведение
воздушное / костное, сигнал вибрирующий /
пульсирующий / тональный, настройка частот,
подключение к ПК, принтер, зонд

Diagnostic Group, LLC dba Grason-Stadler, США



Характеристики

Виды тестов	речевой аудиометрии
Звукопроведение	воздушное / костное
Сигнал	вибрирующий / пульсирующий / тональный
Дисплей	Да
Настройка частот	Да
Частота	0-226 Гц
Интенсивность сигнала	0-85.5 дБНЛ
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Зонд	Да