

Кохлеарный имплант Cochlear Nucleus Freedom CI24RE с электродом Contour Advance

РЗН 2017/5881

имплант, диаметр на апикальном конце 0.50 мм, диаметр на базальном конце 0.8 мм, завитая электродная решетка, длина 15 мм

Cochlear Limited, Австрия



Характеристики

Вид	имплант
-----	---------

Параметры импланта

Диаметр на апикальном конце	0.50 мм
Диаметр на базальном конце	0.8 мм
Электродная решетка	завитая
Длина участка с электродами	15 мм
Безопасность прохождения МРТ	Да

Дополнительные характеристики

CI24RE с электродной решеткой Contour Advance™

Уникальное перимодиолярное размещение электродной решетки Contour Advance обеспечивает наиболее точную и эффективную электрическую стимуляцию для пациентов со степенью потери слуха от умеренной до глубокой в области низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот.

Основные характеристики и преимущества:

- диаметр на апикальном конце: 0.5 мм;
- диаметр на базальном конце: 0.8 мм;
- кончик Softip™, обеспечивающий минимальное повреждение при введении;
- интракохлеарная электродная решетка с электродами в виде полуколец и гладкой латеральной поверхностью;
- белый маркер облегчает введение с помощью хирургической техники Advance Off-Stylet™ (AOS);
- три силиконовых ребра отмечают глубину введения;
- 22 платиновых электродных контакта распределены на активном участке длиной 15 мм.