

Кохлеарный имплант Cochlear Nucleus Freedom CI24RE с электродом Straight

РЗН 2017/5881

имплант, диаметр на апикальном конце 0.40 мм, диаметр на базальном конце 0.6 мм, количество электродов 22, прямая электродная решетка, длина 16.4 мм

Cochlear Limited, Австрия



Характеристики

Вид	имплант
-----	---------

Параметры импланта

Диаметр на апикальном конце	0.40 мм
Диаметр на базальном конце	0.6 мм
Количество электродов	22
Электродная решетка	прямая
Длина участка с электродами	16.4 мм
Безопасность прохождения МРТ	Да

Дополнительные характеристики

CI24RE с прямой электродной решеткой.

Первая электродная решетка компании Cochlear для пациентов со степенью потери слуха от умеренной до глубокой в области низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот. На протяжении многих лет эта прямая электродная решетка широко применялась у пациентов с различными типами аномалий строения улитки.

Основные характеристики и преимущества:

- диаметр на апикальном конце: 0.4 мм;
- диаметр на базальном конце: 0.6 мм;
- 22 платиновых электродных контакта распределены на активном участке длиной 16.4 мм;
- 10 колец жесткости помогают осуществить введение.