

Кохлеарный имплант Cochlear Nucleus CI422 с электродом Slim Straight

РЗН 2017/5881

имплант, диаметр на апикальном конце 0.30 мм, диаметр на базальном конце 0.6 мм, количество электродов 22, прямая электродная решетка, длина 20 мм

Cochlear Limited, Австрия



Характеристики

Вид	имплант
-----	---------

Параметры импланта

Диаметр на апикальном конце	0.30 мм
Диаметр на базальном конце	0.6 мм
Количество электродов	22
Электродная решетка	прямая
Длина участка с электродами	20 мм

Дополнительные характеристики

CI24RE с электродной решеткой Slim Straight™.

Имплант кохлеарный CI422 с тонкой прямой электродной решеткой обеспечивает электрическую стимуляцию во всем диапазоне частот с превосходной сохранностью остаточного слуха для пациентов со степенью потери слуха от умеренной до глубокой в области низких частот со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот.

Основные характеристики и преимущества:

- диаметр на апикальном конце: 0.3 мм;
- диаметр на базальном конце: 0.6 мм;
- кончик Softip™, обеспечивающий минимальное повреждение при введении;
- интракохлеарная электродная решетка с электродами в виде полуколец и гладкой латеральной поверхностью;
- запатентованный элемент жесткости на базальном конце позволяет осуществлять плавное введение одним движением и предотвращает скручивание и изгибание электродной решетки;
- белый маркер на отметке 20 мм указывает границу активной области электродной решетки. а на отметке 25 мм - указывает максимально допустимую глубину введения;
- 22 платиновых электродных контакта распределены на активном участке длиной 20 мм, располагаясь медиально на стороне, противоположной крылу.