

Имплантат кохлеарный CONCERTO

ФСЗ 2011/09459

имплант, количество электродов 19 / 24, прямая
электродная решетка, длина 12.1-26.4 мм, размер
45.7×29×4.5 мм

MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	имплант
-----	---------

Параметры импланта

Количество электродов	19 / 24
Электродная решетка	прямая
Длина участка с электродами	12.1-26.4 мм
Размер стимулятора	45.7×29×4.5 мм
Вес	7.6 г

Дополнительные характеристики

Кохлеарный имплант CONCERTO от MED-EL - это самый миниатюрный кохлеарный имплант в титановом корпусе из существующих. Обладая такими же возможностями, он на 25% тоньше, чем SONATA. CONCERTO с более тонким и прочным титановым корпусом позволяет проводить минимально инвазивное хирургическое вмешательство. Небольшие размеры делают его идеальным выбором для взрослых и детей любых возрастов. Оптимальный выбор для имплантации маленьких детей. CONCERTO предлагается в сочетании с различными самыми мягкими и гибкими электродами, которые когда-либо производились, - для сохранения нежных нервных структур улитки.