

Биологический индикатор стерилизации 3M Attest 1261

ФСЗ 2011/10991

биологический, ПАР, 134°C

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Температура	134°C

Описание

Биологический индикатор для мониторинга паровой стерилизации **для режима 134°C** (гравитационные автоклавы).

Представляет собой мягкий полипропиленовый пенал, в котором размещаются полоска и ампула. Полоска содержит споры *B. stearothermophilus* с минимальным количеством спор на полоске 100.000. В стеклянной раздавливаемой ампуле находится питательная среда, которая является производной соево-трипсинового бульона с добавлением рН-чувствительной индикаторной краски (бромкрезол пурпурный).

Колпачок, которым закрыт пенал, содержит гидрофобный бактериальный фильтр, который пропускает стерилант.

На этикетке указан срок годности, нанесен химический индикатор, который меняет цвет с розового на коричневый после стерилизационного цикла. На этикетке имеется место для записи даты стерилизации.

Время инкубации составляет не более 24 часов.

Примечание: не применять данные индикаторы в воздушных и газовых стерилизаторах!