

Биологический индикатор стерилизации 3M Attest Rapid 1292 ускоренный

ФСЗ 2011/10991

биологический, ПАР, 121°C / 134°C

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Температура	121°C / 134°C

Описание

3M Attest Rapid 1292 – биологический индикатор для мониторинга паровой стерилизации (ускоренный) для режима **121°C** (гравитационные автоклавы) и **134°C** (форвакуумные автоклавы).

Представляет собой мягкий полипропиленовый пенал, в котором размещаются полоска и ампула. Полоска содержит споры *B. stearothermophilus* с минимальным количеством спор на полоске 100.000. В стеклянной раздавливаемой ампуле находится питательная среда, которая является производной соево-трипсинового бульона с добавлением pH-чувствительной индикаторной краски (бромкрезол пурпурный). Колпачок, которым закрыт пенал, содержит гидрофобный бактериальный фильтр, который пропускает стерильный воздух.

На этикетке указан срок годности, нанесен химический индикатор, который меняет цвет с розового на коричневый после стерилизационного цикла. На этикетке имеется место для записи даты стерилизации.

Предназначен для инкубаторов 3M Attest Auto-reader 390.

Время инкубации составляет не более 3 часов!