

Биологический индикатор стерилизации 3M Attest Rapid 1294 ускоренный

ФСЗ 2011/10991

биологический, ЭО

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ЭО

Описание

3M Attest Rapid 1294 – биологический индикатор для мониторинга этиленоксидной стерилизации (ускоренный).

Представляет собой мягкий полипропиленовый пенал, в котором размещаются полоска и ампула. Полоска содержит споры *B. atrophaeus* с минимальным количеством спор на полоске 1.000.000. В стеклянной раздавливаемой ампуле находится питательная среда, которая является производной соево-трипсинового бульона с добавлением pH-чувствительной индикаторной краски (бромтимол голубой). Колпачок, которым закрыт пенал, содержит гидрофобный бактериальный фильтр, который пропускает стерильный.

На этикетке указан срок годности, нанесен химический индикатор, который меняет цвет с розового на коричневый после стерилизационного цикла. На этикетке имеется место для записи даты стерилизации.

Предназначен для инкубаторов 3M Attest Auto-reader 390G.

Время инкубации составляет не более 4 часов!