

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР МедИС 126/30

РЗН 2013/38

химический, ПАР, 4 класс, 126°C - 30 мин, снаружи
упаковки, в упаковке 1000 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	126°C - 30 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром.

Характеристики:

- относятся к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
- помещаются в камере стерилизатора **снаружи** стерилизуемых изделий
- чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.