

Индикатор воздушной стерилизации ВИНАР МедИС-В 180/60

ФСР 2009/05017

химический, ВОЗД, 4 класс, 180°C - 60 мин, снаружи
упаковки, в упаковке 1000 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	180°C - 60 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикаторы МедИС-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных **воздушной стерилизации** - температуры и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Характеристики:

- относятся к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора **снаружи** стерилизуемых изделий;
- чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов.

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.