


Индикатор паровой стерилизации Медтест 121°С / 20 мин (класс 4)

ФСР 2009/05786

химический, ПАР, 4 класс, 121°С - 20 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Тип                   | химический                         |
| Стерилизация          | ПАР                                |
| Класс                 | 4 класс                            |
| Режимы                | 121°С - 20 мин                     |
| Размещение индикатора | внутри упаковки / снаружи упаковки |

Описание

Серия «Медтест» (4 класс) - контроль параметров **снаружи** и **внутри** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации** в стерилизаторах с форвакуумным удалением воздуха.