

Индикатор паровой стерилизации Медтест 134°С / 7 мин (класс 4)

ФСР 2009/05786

химический, ПАР, 4 класс, 134°С - 7 мин, внутри
упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	134°С - 7 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

Серия «Медтест» (4 класс) - контроль параметров **снаружи** и **внутри** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации** в стерилизаторах с форвакуумным удалением воздуха.