

Индикатор паровой стерилизации ИКПС-Медтест-132/20

ФСР 2010/06854

химический, ПАР, 4 класс, 132°С - 20 мин, снаружи
упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	132°С - 20 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Описание

ИКПС-«Медтест» (4 класс) - контроль параметров стерилизации **снаружи** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации**.