


Индикатор паровой стерилизации ИКПС-ВН/01 –Медтест-132/20

ФСР 2010/09764

химический, ПАР, 4 класс, 132°С - 20 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	132°С - 20 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

ИКПС-«Медтест» (4 класс) - контроль параметров стерилизации **внутри** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации**.