

Индикатор воздушной стерилизации Медтест ИКВС-ВН/01 (класс 5)

ФСР 2008/03222

химический, ВОЗД, 5 класс, многорежимный, 160°C - 150 мин / 180°C - 60 мин / 200°C - 30 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	5 класс
Многорежимный	Да
Режимы	160°C - 150 мин / 180°C - 60 мин / 200°C - 30 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Индикаторы ИКВС-ВН/01-«Медтест» (5 класс) для контроля параметров режимов внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации.