

Алкотестер МЕТА 02

ФСР 2010/08827

электрохимический, диапазон измерений 0-1.500 мг/л,
рабочая температура 5-40 °С, время анализа 15 сек,
потребляемая мощность 3 Вт, аккумуляторная
батарея 3.7 В, ресурс непрерывной работы -36 ч,
размеры 190×70×30 мм, масса 0.3 кг

НПФ МЕТА ООО, Россия



Характеристики

Тип датчика	электрохимический
Защита от симуляций	Да
Диапазон измерений	0-1.500 мг/л
Диапазон рабочих температур	5-40 °С
Продолжительность анализа пробы	15 сек
Потребляемая мощность	3 Вт
Энергопитание	аккумуляторная батарея 3.7 В, ресурс непрерывной работы -36 ч
Размеры	190×70×30 мм
Масса	0.3 кг

Дополнительные характеристики

Алкотестер МЕТА 02 используется для установления факта употребления алкоголя при проведении предрейсовых осмотров, линейном контроле водителей и работников предприятий повышенного риска.

Характеристики:

- Контроль длительности выдоха.
- Контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдоха с отображением нарушений на дисплее.
- Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на индикаторе.