

Индикатор этиленоксидной стерилизации ВИНАР СтериКОНТ-ЭО

РЗН 2014/2141

химический, ЭО, 4 класс, 37°С - 180 мин / 54°С - 60 мин, снаружи упаковки

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ЭО
Класс	4 класс
Режимы	37°С - 180 мин / 54°С - 60 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Описание

Индикаторы серии «СтериКОНТ-ЭО» предназначены для контроля соблюдения критических переменных каждого цикла стерилизации оксидом этилена.

Характеристика:

- относятся к **4 классу** (многорежимные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- предназначены для контроля соблюдения условий стерилизации **снаружи** упаковок стерилизуемых изделий;
- четкий цветовой переход от начального желтого к конечному синему;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документации;
- индикаторы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду;
- не требуют соблюдения особых мер безопасности;
- гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.