

Индикатор паровой стерилизации 3M Comply Steam-Clox 00103

ФСЗ 2011/09162

химический, ПАР, 4 класс, 121°C

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Температура	121°C

Описание

Многoperеменный химический индикатор для паровой стерилизации Comply Steam-Clox - это химический многoperеменный индикатор 4 класса.

Используется для определения нескольких критических параметров процесса стерилизации **при температуре 121°C**.

Такой метод контроля позволяет более точно оценивать качество процесса стерилизации по таким параметрам, как время, качество пара и температура.

Применение индикаторов Comply Steam-Clox позволяет судить не только о качестве стерилизации, но и получить информацию о том, как работал стерилизатор на разных стадиях процесса стерилизации.

Легкость и однозначность интерпретации результатов.

Позволяют достоверно обнаружить и идентифицировать потенциальные нарушения в процессе стерилизации. Ступенчатое изменение цвета сегментов индикатора позволяет судить, на каком этапе процесса стерилизации мог произойти сбой.

Каждый индикатор заламинирован с двух сторон, исключена возможность переноса краски на хирургические инструменты.