

Индикатор паровой стерилизации 3M Comply Steam-Clox 00104

ФСЗ 2011/09162

химический, ПАР, 4 класс, 134°C

3M Health Care, США



Характеристики

|              |            |
|--------------|------------|
| Тип          | химический |
| Стерилизация | ПАР        |
| Класс        | 4 класс    |
| Температура  | 134°C      |

Описание

**Многoperеменный химический индикатор для паровой стерилизации Comply Steam-Clox** - это химический многoperеменный индикатор 4 класса.

Используется для определения нескольких критических параметров процесса стерилизации **при температуре 134°C**.

Такой метод контроля позволяет более точно оценивать качество процесса стерилизации по таким параметрам, как время, качество пара и температура.

Применение индикаторов Comply Steam-Clox позволяет судить не только о качестве стерилизации, но и получить информацию о том, как работал стерилизатор на разных стадиях процесса стерилизации.

Легкость и однозначность интерпретации результатов.

Позволяют достоверно обнаружить и идентифицировать потенциальные нарушения в процессе стерилизации. Ступенчатое изменение цвета сегментов индикатора позволяет судить, на каком этапе процесса стерилизации мог произойти сбой.

Каждый индикатор заламинирован с двух сторон, исключена возможность переноса краски на хирургические инструменты.