

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР СтерикОНТ-П-132/20-01-1

ФСР 2009/04794

химический, ПАР, 4 класс, 132°C - 20 мин, снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	132°C - 20 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы Стериконт-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса **паровой стерилизации** - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из неё методом продувки паром (гравитационных).

Характеристики:

- относятся к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
- помещаются в камере стерилизатора **снаружи** стерилизуемых изделий
- чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.